



Technisches Merkblatt

Produkt: Sanosil Sanosorb (gebrauchsfertige Lösung)

Beschreibung: Geruchsneutralisator

Produktebeschreibung

Sanosil Sanosorb ist eine gebrauchsfertige Lösung und wird zur nachhaltigen Neutralisation übler Gerüche (Fäulnis, Abfall, Exkremente, Tiergeruch etc.) eingesetzt. Sanosil Sanosorb ist wasserlöslich, wirkt rasch, ist gesundheitlich unbedenklich und sehr gut biologisch abbaubar.

Wirkungsweise

Sanosil Sanosorb ist in der Lage, mit bestimmten Geruchsmolekülen wie Schwefelwasserstoffverbindungen (H₂S), Mercaptane, Thioalkohole/Thioether, Amine und Aldehyde starke chemische Bindungen einzugehen und dauerhaft in einer wässrigen Phase einzuschliessen. Die Geruchsmoleküle werden also nicht einfach überdeckt, sondern neutralisiert.

Geeignete Einsatzmöglichkeiten

Aufgrund des Wirkungspotentials eignet sich Sanosil Sanosorb am besten gegen Geruchsemissionen, welche einem Fäulnisprozess bzw. biologischen Ursprung zugrunde liegen wie Abfall/Abwasser, Schlachtabfall, Messiewohnungen, Fußschweiss, Haustiergeruch, Moder/Schimmelgeruch etc.

Weniger geeignete Einsatzgebiete

Verzweigt-kettige Kohlenwasserstoffe, mehrkernige und substituierte Aromate, Ketone, Alkohole und Carbonsäureester werden durch Sanosil Sanosorb wenig bis gar nicht beeinflusst. Gerüche, welche „chemischen“ Ursprunges sind wie Lösemittel, Säuren, Phenole, Flammschutzmittel, Kunststoffe/Weichmacher, Farben/Lacke etc. können also mit Sanosil Sanosorb nicht befriedigend neutralisiert werden.

Anwendung

- **Lokalisierbare Geruchsquellen** (Abfalltonne, Abflüsse, Katzen-Toilette, Sportschuhe, etc.): Sanosil Sanosorb unverdünnt auf die Geruchsquelle aufsprühen. Die Wirkung ist innerhalb kürzester Zeit feststellbar. Bei andauernder Geruchsbelastung Anwendung ggf. wiederholen.
- **In Gasphase/Luft (z.B. nach Kanalisationsrohrbruch, Messiewohnung):** Geruchsquelle beseitigen, Aerosoldesinfektion mit Sanosil Lösung S003. Nach 3-4 Stunden Geruchsbekämpfung mit Sanosil Sanosorb. Dazu Sanosorb 1:1 – 1:4 mit Wasser verdünnen und Lösung mittels Kaltnebelgerät vernebeln. Nach ca. 2 Stunden Geruchskontrolle. Behandlung gegebenenfalls wiederholen, bis der Geruch neutralisiert ist. **Achtung:** Sowohl bei der Aerosolanwendung von Sanosil Lösung S003 (Desinfektionsmittel) als auch Sanosil Sanosorb soll eine Aerosoldichte Schutzmaske getragen werden.
- **Eingesickerte Flüssigkeiten** (Verwesungsflüssigkeiten, Blut, Milch, Müllbeutelsaft): Boden so gut als möglich reinigen. Hierzu einen alkalischen Reiniger mit hoher Protein- und Fettlösekraft benutzen. Sanosil Sanosorb aufsprühen und Geruchskontrolle. Bei unbefriedigendem Ergebnis Anwendung wiederholen.

Inhaltstoffe

Zink Diricinoleat (3-6%), schwefelhaltige Komplexbildner

Vorsichtsmassnahmen

Nicht in die Augen sprühen, Aerosol nicht einatmen

Verpackungseinheit:

Sanosil Sanosorb, gebrauchsfertige Lösung Sprayflasche, 500 ml
Artikel-Nr. 24200005



Unsere anwendungstechnischen Hinweise in Wort und Schrift beruhen auf umfangreichen Versuchen. Wir beraten nach bestem derzeitigem Wissen, jedoch insoweit unverbindlich, als Anwendung und Lagerhaltung außerhalb unserer direkten Einflussnahme liegen. Produktbeschreibungen bzw. Angaben über Eigenschaften der Präparate enthalten keine Aussagen über Haftung für etwaige Schäden. Für die jeweiligen Betriebsbedingungen sind unsere Angaben entsprechend anzupassen. Sicherheitsdatenblatt und Betriebsanweisungen sind zu beachten.

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.